

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hmga2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P52926

Numéro d'article: CM0028977

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HMGA2 de haute qualité (P52926), validé pour Western blot, immunohistochimie et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle et la structure de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	HMGA2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BABL; LIPO; SRS5; HMGIC; HMGI-C; STQTL9; HMGA2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8091
ID du gène	8091
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 55-109 de la protéine HMGA2 humaine (NP_003474.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52926
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sachet de glace