


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hmgb1 (Validé Ko) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09429

Numéro d'article: CM0003189



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KO contre l'humain HMGB1 (P09429). Adapté pour le WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Pertinent pour la recherche en biologie de la chromatine, inflammation et autophagie.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	[Validé KO] HMGB1 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	HMG1 ; HMG3 ; HMG-1 ; SBP-1 ; B1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3146
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 de l'humain HMGB1 (P09429).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09429
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace