

Anticorps Polyclonal Anti-Hmgb2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P26583

Numéro d'article: CM0021234

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HMGB2, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte HMGB2 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la chromatine et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HMGB2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HMG2; HMGB2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (humain)	3148
Identifiant de gène	3148
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26583
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace