

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hmgb2 Pour Wb - P26583

Numéro d'article: CM0011750

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant HMGB2 humain (HMG2), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP et CUT&Tag. Détecte HMGB2 dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la chromatine et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb HMGB2 de lapin
Remarques/Alias	HMG2 ; HMGB2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	3148
ID du gène	3148
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de HMGB2 humain (P26583).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, CUT&Tag
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P26583
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace