

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hmgb2 Pour Wb, Elisa - P26583

Numéro d'article: CM0030119

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HMGB2, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec le HMGB2 humain, murin et de rat (24 kDa). Convient pour la recherche sur la structure de la chromatine, la transcription et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HMGB2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HMG2 ; HMGB2
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	3148
Identifiant du Gène	3148
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200-300 du HMGB2 humain (P26583)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26583
Poids Moléculaire de la Protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace