


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hmgb3 Pour Wb Et Elisa - O15347

Numéro d'article: CM0015840



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le HMGB3 humain (protéine B3 du groupe de haute mobilité, HMG4/HMG-2a). Convient pour le Western blot et l'ELISA ; réagit croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur la chromatine, la transcription et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HMGB3 Lapin pAb
Remarques/Alias	HMG4 ; HMG-4 ; HMG2A ; HMG-2a ; HMGB3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3149
GeneID	3149
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	O15347
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace