

Anticorps Polyclonal Anti-Hmgcl Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P35914

Numéro d'article: CM0027585



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'HMGCL humaine, une lyase mitochondriale essentielle pour la cétogenèse et le catabolisme de la leucine. Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les troubles métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HMGCL pAb de lapin
Remarques / Alias	HL, HMGCL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3155
GeneID	3155
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-325 de l'HMGCL humaine (NP_000182.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35914
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sachet de glace