

Anticorps Polyclonal Anti-Hmgcr Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04035

Numéro d'article: CM0021112



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre HMGCR (3-hydroxy-3-méthylglutaryl-coenzyme A réductase), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Convient aux recherches sur le métabolisme du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détail
Nom du produit	HMGCR Rabbit pAb
Remarques/Alias	LDLCQ3 ; HMGCR
Espèce	Humain
GenelD (humain)	3156
GenelD	3156
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P04035
Poids de la protéine	97 kDa
Expédition	Sac de glace