


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hmgcs1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q01581

Numéro d'article: CM0029658



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'HMGCS1 humain, validé en WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme du cholestérol et la biosynthèse des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin HMGCS1
Remarques/Alias	HMGCS; HMGCS1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3157
GeneID	3157
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 241-520 de l'HMGCS1 humain (NP_002121.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01581
Poids moléculaire de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace