


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hmgcs2 Pour Wb, If, Ihc-P, Elisa - P54868

Numéro d'article: CM0006959



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'HMGCS2 humain, validé pour le WB, l'IF, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour les études sur la cétogenèse et le métabolisme mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-HMGCS2
Remarques/Alias	HMGCS2 ; Hydroxyméthylglutaryl-CoA synthase ; mitochondriale ; 3-hydroxy-3-méthylglutaryl coenzyme A synthase ; 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA synthase 2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3158
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 500 de l'HMGCS2 humain. (NP_005509.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54868
Poids protéique	50KDa/52KDa/56KDa
Expédition	Sac de glace