


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hmgcs2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P54868

Numéro d'article: CM0013903



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'HMGCS2 humain, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la cétogenèse, le métabolisme lipidique et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin HMGCS2
Remarques/Alias	HMGCS2
Espèce	Humain
GeneID	3158
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 269-508 de l'HMGCS2 humain (NP_005509.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54868
Poids protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace