

Anticorps Polyclonal Anti-Hmgn1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P05114

Numéro d'article: CM0025140

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'HMG1 humain (HMG14), une protéine chromosomique non histone. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit avec l'humain et la souris. Adapté à la recherche sur la chromatine et l'expression génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HMG1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HMG14 ; HMG1
Espèce	Humain
GeneID	3150
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'HMG1 humain (NP_004956.5).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P05114
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace