

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hmox1 (Ho-1) Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P09601

Numéro d'article: CM0008261



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant l'HMOX1 (HO-1) humain pour la cytométrie en flux intracellulaire. Validé pour les études sur l'apoptose, le stress oxydatif et la dégradation de l'hème. SWISS : P09601.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-HMOX1 humain
Remarques/Alias	HO-1 ; HSP32 ; HMOX1D ; bK286B10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3162
GeneID	3162
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-265 de l'hème oxygénase 1 humaine (HO-1/HMOX1) (NP_002124.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09601
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac isotherme