

Anticorps Polyclonal Anti-Hmox1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14901

Numéro d'article: CM0024444

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Hmox1 de souris (hème oxygénase 1), validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'apoptose, le stress oxydatif et le métabolisme de l'hème.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Hmox1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HO1; HO-1; Hmox; Hemox; Hsp32; D8Wsu38e; Hmox1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	15368
GeneID	15368
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-266 de Hmox1 de souris (NP_034572.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P14901
Poids moléculaire	33KDa
Expédition	Sac de glace