


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hmox2 Pour Wb, Elisa - P30519

Numéro d'article: CM0027903



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HMOX2 (hème oxygénase-2) validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec HMOX2 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le catabolisme de l'hème et la signalisation par CO.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HMOX2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HO-2; HMOX2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3163
GeneID	3163
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 270 de HMOX2 humain (NP_002125.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30519
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac isotherme