

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Hn1 Pour Wb, Elisa - Q9Uk76

Numéro d'article: CM0006900

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la HN1 humaine (JPT1), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît une protéine de 16 kDa impliquée dans la régulation du cycle cellulaire, l'adhésion et la signalisation du récepteur aux androgènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HN1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	HN1; ARM2; HN1A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51155
GeneID	51155
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-154 de la HN1 humaine (NP_057269.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UK76
Poids moléculaire	16kDa
Expédition	Sac de glace