

Anticorps Monoclonal Anti-Hnf-4-Alpha Pour Wb, Ihc-P, Elisa Et Chip - P49698

Numéro d'article: CM0002164

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant HNF-4-alpha, un récepteur nucléaire essentiel au développement hépatique et au rythme circadien. Validé pour WB, IHC-P, ELISA et ChIP avec réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HNf-4-alpha Rabbit mAb
Remarques/Alias	Hnf4 ; HNF-4 ; MODY1 ; Nr2a1 ; Tcf14 ; TCF-14 ; Hnf4alpha ; HNF-4-alpha
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	3172
Identifiant du gène	15378
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49698
Poids moléculaire de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace