

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Hnf3B/Foxa2 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Y261

Numéro d'article: CM0003068



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant HNF3 β /FOXA2 humain (Q9Y261). Convient pour les applications WB, IF/ICC, IP et ELISA. Idéal pour la recherche sur le développement, l'homéostasie du glucose et la fonction hépatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HNF3 β /FOXA2 mAb Lapin
Remarques/Alias	HNF3B; TCF3B; HNF-3-beta; HNF3 β /FOXA2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3170
GeneID	3170
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de HNF3 β /FOXA2 humain (Q9Y261)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9Y261
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace