

Anticorps Polyclonal Anti-Hnf4A Pour Wb Et Elisa - P41235

Numéro d'article: CM0019741



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HNF4A humain, validé pour la WB et l'ELISA. Convient à l'étude de la régulation transcriptionnelle des gènes hépatiques, du rythme circadien et des maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-HNF4A
Remarques/alias	TCF ; HNF4 ; MODY ; FRTS4 ; MODY1 ; NR2A1 ; TCF14 ; HNF4a7 ; HNF4a8 ; HNF4a9 ; NR2A21 ; TCF-14 ; HNF4alpha ; HNF4A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3172
GeneID	3172
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 226 et 325 de HNF4A humain (NP_849180.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P41235
Poids moléculaire de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac réfrigérant