


Anticorps Polyclonal Anti-Hnf4G Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14541

Numéro d'article: CM0023749



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'HNF4G humain (NR2A2), validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat ; détecte une bande d'environ 46 kDa. Idéal pour étudier la fonction du facteur de transcription des récepteurs nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin HNF4G
Remarques/Alias	NR2A2 ; NR2A3 ; HNF4G
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3174
GeneID	3174
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 366-445 de l'HNF4G humain (NP_004124.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14541
Poids moléculaire de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace