

Anticorps Polyclonal Anti-Hnmt Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P50135

Numéro d'article: CM0020444



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'HNMT humain. Validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme de l'histamine et la réponse des voies respiratoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HNMT Lapin pAb
Remarques/Alias	HMT; MRT51; HNMT-S1; HNMT-S2; HNMT
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3176
ID de gène	3176
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-292 de l'HNMT humaine (NP_008826.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P50135
Poids moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace