

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hnmt Pour Wb, Ip, Elisa - P50135

Numéro d'article: CM0017698



Introduction

Anticorps anti-HNMT de lapin de haute qualité validé pour WB, IP, ELISA, ciblant l'histamine N-méthyltransferase humaine et murine (33kDa). Idéal pour la recherche sur le métabolisme de l'histamine et la réponse des voies respiratoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin HNMT
Remarques/Alias	HMT ; MRT51 ; HNMT-S1 ; HNMT-S2 ; HNMT
Espèce	Humain
GeneID	3176
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-292 de l'HNMT humain (NP_008826.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P50135
Poids Moléculaire de la Protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace