


Anticorps Polyclonal Anti-Hnrnp A1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P09651

Numéro d'article: CM0021497



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'hnrNP A1 humain, validé par KO, pour Western blot, immunofluorescence/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utilisation pour la recherche dans les études sur le traitement, l'épissage et le transport des ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] hnRNP A1 pAb de lapin
Remarques / Alias	UP 1 ; ALS19 ; ALS20 ; HNRPA1 ; IBMFPD3 ; HNRPA1L3 ; hnRNP A1 ; hnRNP-A1 ; A1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3178
ID du gène	3178
Immunogène	Protéine recombinante contenant les acides aminés 1-140 de l'hnrNP A1 humain (NP_002127.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09651
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sachet de glace