


Anticorps Polyclonaux Anti-Hnrnp A1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09651

Numéro d'article: CM0025611



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le hnRNP A1 humain (P09651). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec Humain, Souris, Rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage, le transport de l'ARN et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	hnRNP A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3178
ID de gène	3178
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-372 du hnRNP A1 humain (NP_112420.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09651
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace