

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hnrnp A2B1 [Validé Kd] Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22626

Numéro d'article: CM0008190



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-hnRNP A2B1, validé KD, pour Western blot, IHC, IF et ELISA. Détecte la hnRNP A2B1 humaine, murine et de rat. Immunogène peptidique ; 37 kDa. Idéal pour les recherches sur le traitement de l'ARN et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	hnRNP A2B1 Rabbit mAb [validé KD]
Remarques/Alias	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	3181
GenelD	3181
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 151 et 250 de la HNRNPA2B1 humaine (NP_112533.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P22626
Poids protéique	37 kDa
Expédition	Paquet réfrigérant