

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hnrnp C Pour Wb, If, Elisa - P07910

Numéro d'article: CM0010863



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Anti-hnRNP C, réactif avec l'humain et la souris, validé pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Cible les ribonucléoprotéines nucléaires hétérogènes C1/C2, impliquées dans la liaison et l'épissage des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	hnRNP C AcM de lapin
Remarques/Alias	C1 ; C2 ; HNRNP ; HNRPC ; SNRPC ; hnRNP C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3183
GeneID	3183
Immunogène	Protéine recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-170 de la hnRNP C humaine (P07910)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P07910
Poids moléculaire protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace