

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hnrnp C1/C2 - P07910

Numéro d'article: CM0019847



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'hnRNP C humain (C1/C2). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur la liaison des pré-ARNm, la stabilité des ARNm et l'épissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	hnRNP C pAb de lapin
Remarques/Alias	C1 ; C2 ; HNRNP ; HNRPC ; SNRPC ; hnRNP C
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3183
GeneID	3183
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 86-190 de l'hnRNP C humain (NP_112604.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07910
Poids protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace