

Anticorps Polyclonal Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15365

Numéro d'article: CM0017171



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-hnRNP E1/PCBP1 humain validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît les protéines humaine, murine et de rat. Cible une protéine de liaison aux acides nucléiques simple brin impliquée dans le traitement de l'ARN et la réplication virale. Idéal pour le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	hnRNP E1/PCBP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5093
GeneID	5093
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 de la protéine hnRNP E1/hnRNP E1/PCBP1 humaine (NP_006187.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15365
Poids moléculaire de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace