

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Pour Wb, Elisa - Q15365

Numéro d'article: CM0003667



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la protéine PCBP1 (hnRNP E1) humaine. Validé pour WB et ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Protéine de liaison poly(rC) impliquée dans le traitement de l'ARN et l'érythropoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	hnRNP E1/PCBP1 mAb de lapin
Remarques/Alias	HNRPX ; HNRPE1 ; hnRNP-X ; HEL-S-85 ; hnRNP-E1 ; hnRNP E1/PCBP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5093
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la PCBP1 humaine (Q15365)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15365
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace