

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15365

Numéro d'article: CM0004025



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin haute performance contre l'hRNP E1/PCBP1 humain (SWISS : Q15365). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée chez l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur les protéines de liaison à l'ARN et l'érythropoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	hnRNP E1/PCBP1 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	HNRPX ; HNRPE1 ; hnRNP-X ; HEL-S-85 ; hnRNP-E1 ; hnRNP E1/PCBP1
Espèce	Humain
GeneID	5093
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 de l'hRNP E1/PCBP1 humain (NP_006187.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15365
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace