


## Anticorps Polyclonal Anti-Hnrnp E2/Pcbp2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15366

Numéro d'article: CM0024704



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le hnRNP E2/PCBP2 humain (Q15366), validé en WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du traitement de l'ARN et de l'immunité innée antivirale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | hnRNP E2/PCBP2 Lapin pAb                                                                                                                                 |
| Remarques/Alias      | HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2                                                                                                                |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                                   |
| GeneID (Humain)      | 5094                                                                                                                                                     |
| GeneID               | 5094                                                                                                                                                     |
| Immunogène           | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 150-250 du hnRNP E2/PCBP2 humain (NP_001122383.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                    |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                    |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                 |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                      |
| SWISS                | Q15366                                                                                                                                                   |
| Poids de la protéine | 39kDa                                                                                                                                                    |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                             |