


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hnrnp E2/Pcbp2 Pour Wb, Ip, Elisa - Q15366

Numéro d'article: CM0005415



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant hnRNP E2/PCBP2 (SWISS : Q15366). Adapté pour WB, IP, ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Pour la recherche en IVD et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre hnRNP E2/PCBP2
Remarques / Alias	HNRPE2 ; HNRNPE2 ; hnRNP-E2 ; hnRNP E2/PCBP2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5094
ID du gène	5094
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 150 et 250 de hnRNP E2/PCBP2 humain (NP_001122383.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15366
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace