


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hnrnp E2/Pcbp2 Pour Wb, Ip, Elisa - Q15366

Numéro d'article: CM0003879



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant hnRNP E2/PCBP2 humain. Validé pour WB, IP, ELISA avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation antivirale, le métabolisme de l'ARN et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	hnRNP E2/PCBP2 mAc de lapin
Remarques/Alias	HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5094
GeneID	5094
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-350aa de hnRNP E2/PCBP2 humain (NP_001122383.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15366
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace