

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hnrnp F Pour Wb, If/Icc, Elisa - P52597

Numéro d'article: CM0007661



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la hnRNP F humaine. Validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude du traitement du pré-ARNm et de l'épissage alternatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	hnRNP F Lapin mAb
Remarques/Alias	HNRNPF; HNRPF; OK/SW-cl.23; mcs94-1; ribonucléoprotéine hétérogène nucléaire F; hnRNP F
Espèce	Humain
ID de gène	3185
Immunogène	Peptide synthétique dérivé de la hnRNP F humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52597
Poids de la protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace