

Anticorps Polyclonal Anti-Hnrnp K Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61978

Numéro d'article: CM0022509



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'hRNP K humain (P61978), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Immunogène recombinant (aa 1-280). Idéal pour les études sur le métabolisme des pré-ARNm et la réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	hnRNP K pAb de lapin
Remarques/Alias	AUKS ; CSBP ; TUNP ; HNRPK ; hnRNP K
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3190
GeneID	3190
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de l'hnRNP K humain (NP_112552.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61978
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace