

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Hnrnp K Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61978

Numéro d'article: CM0002689



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant hnRNP K humain ; validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le traitement des pré-ARNm, la signalisation p53 et la différenciation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	hnRNP K Lapin mAb
Remarques/Alias	AUKS; CSBP; TUNP; HNRPK; hnRNP K
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3190
GeneID	3190
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de hnRNP K humain (P61978).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61978
Poids Protéique	49kDa/51kDa
Expédition	Sac de glace