


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hnrnp Q/Syncrip Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60506

Numéro d'article: CM0012011



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'hnRNP Q/SYNCRIP humain (SWISS : O60506). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme de l'ARN et le contrôle traductionnel.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	hnRNP Q/SYNCRIP AcM de lapin
Remarques/Alias	PP68 ; NSAP1 ; GRYRBP ; HNRNPQ ; HNRPQ1 ; GRY-RBP ; hnRNP-Q ; hnRNP Q/SYNCRIP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10492
GeneID	10492
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 524 et 623 de l'hnRNP Q/SYNCRIP humain (O60506)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60506
Poids moléculaire protéique	70 kDa
Expédition	Sac de glace