


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hnrnp Q/Syncrip Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60506

Numéro d'article: CM0030908



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant hnRNP Q/SYNCRIP, validé pour les applications WB, IHC-P, ELISA. Détecte l'hnRNP Q endogène dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études sur le traitement de l'ARNm et la régulation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	hnRNP Q/SYNCRIP Rabbit pAb
Remarques/Alias	PP68 ; NSAP1 ; GRYRBP ; HNRNPQ ; HNRPQ1 ; GRY-RBP ; hnRNP-Q ; hnRNP Q/SYNCRIP
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10492
GenelD	10492
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de l'hnRNP Q humain / hnRNP Q/SYNCRIP (NP_001153146.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60506
Poids protéique	70 kDa
Expédition	Sac de glace