

Anticorps Monoclonal Anti-Hnrnp U Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00839

Numéro d'article: CM0009607

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine hnRNP U (Q00839), validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P et ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la chromatine, la biologie de l'ARN et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	hnRNP U mAb de lapin
Remarques / Alias	SAFA ; DEE54 ; HNRPU ; SAF-A ; U21.1 ; pp120 ; EIEE54 ; GRIP120 ; hnRNP U ; HNRNPU-AS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3192
GeneID	3192
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de la protéine humaine hnRNP U (Q00839)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00839
Poids de la protéine	91 kDa
Expédition	Sac de glace