

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hnrnp U Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q00839

Numéro d'article: CM0028031

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant hnRNP U (SAF-A), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Convient aux études sur l'architecture de la chromatine, la transcription et la biologie de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	hnRNP U Lapin pAb
Remarques/Alias	SAFA; DEE54; HNRPU; SAF-A; U21.1; pp120; EIEE54; GRIP120; hnRNP U; HNRNPU-AS1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3192
ID de gène	3192
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 608-825 de hnRNP U humain (NP_114032.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00839
Poids de la protéine	91kDa
Expédition	Sac de glace