

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hnrnpa0 Pour Wb, Ip, Elisa - Q13151

Numéro d'article: CM0028975

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine HNRNPA0 humaine (HNRPA0). Validé pour les applications WB, IP, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études sur la régulation post-transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HNRNPA0 Lapin pAb
Remarques/Alias	HNRPA0; HNRNPA0
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10949
ID de Gène	10949
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de HNRNPA0 humaine (NP_006796.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13151
Poids Protéique	31kDa
Expédition	Sac de glace