

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hnrnpa3 Pour Wb - P51991

Numéro d'article: CM0021283

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'HNRNPA3 humain (P51991). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Haute spécificité, idéal pour l'étude du trafic et de l'épissage des ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HNRNPA3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FBRNP ; HNRPA3 ; D10S102 ; 2610510D13Rik ; HNRNPA3
Espèce	Humain
ID du gène	220988
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de l'HNRNPA3 humain (NP_001317178.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51991
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace