

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hnrnpcl1 Pour Wb Et Elisa - O60812

Numéro d'article: CM0023030

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HNRNPCL1 humain, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Convient aux recherches sur l'assemblage des nucléosomes et la chromatine. UniProt O60812, 32 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	HNRNPCL1 pAb de lapin
Remarques/Alias	HNRPCL1 ; HNRNPCL1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	343069
ID du gène	343069
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre l'acide aminé 200 et l'extrémité C-terminale de HNRNPCL1 humain (NP_001013653.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O60812
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac réfrigérant