


Anticorps Polyclonal Anti-Hnrnpd Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14103

Numéro d'article: CM0018142



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HNRNPd (AUF1) pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la biologie de l'ARN et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HNRNPd Rabbit pAb
Remarques/alias	P37 ; AUF1 ; AUF1A ; HNRPD ; hnRNPd0 ; HNRNPd
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3184
GeneID	3184
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 306 de HNRNPd humain (NP_002129.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q14103
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace