


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hnrnpd Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14103

Numéro d'article: CM0022908



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'HNRNPd humain (AUF1), validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. Clé pour l'étude de la dégradation des ARNm médiée par les éléments riches en AU et des rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin anti-HNRNPd
Remarques/Alias	P37 ; AUF1 ; AUF1A ; HNRPD ; hnRNPd0 ; HNRNPd
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3184 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-306 de l'HNRNPd humain (NP_002129.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14103
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace