


Anticorps Polyclonal Anti-Hnrnph1 Pour Wb - P31943

Numéro d'article: CM0030526



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine HNRNPH1. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'épissage des pré-ARNm et des complexes hnRNP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-HNRNPH1
Remarques/Alias	HNRPH; HNRPH1; NEDCDS; hnRNP; HNRNPH1
Espèce	Humain
GeneID	3187
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 191-449 de la protéine HNRNPH1 humaine (NP_005511.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31943
Poids protéique	49 kDa
Expédition	Sac de glace