

Anticorps Polyclonal Anti-Hnrnpl Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14866

Numéro d'article: CM0015944



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'HNRNPL humain (hnRNP-L) pour Western blot, IHC, IF/ICC et ELISA. Validé sur l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur l'épissage de l'ARN et la différenciation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HNRNPL Rabbit pAb
Remarques/Alias	HNRPL ; hnRNP-L ; P/OKcl.14 ; HNRNPL
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3191
GenelD	3191
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14866
Poids protéique	64 kDa
Expédition	Sac de glace