

Anticorps Polyclonal Anti-Hnrnrm Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52272

Numéro d'article: CM0030164



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre HNRNPM, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage de l'ARN et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HNRNPM Rabbit pAb
Remarques/Alias	CEAR, HNRPM, HTGR1, NAGR1, HNRPM4, HNRNPM4, hnRNP M, HNRNPM
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4670
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 491-730 de HNRNPM humain (NP_005959.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52272
Poids de la protéine	78 kDa
Expédition	Sac de glace