


Anticorps Polyclonal Anti-Hnrnpr Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43390

Numéro d'article: CM0028163



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre HNRNPR, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le traitement de l'ARNm et le spliceosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HNRNPR Rabbit pAb
Remarques/Alias	HNRPR; NEDDFS; hnRNP-R; HNRNPR
Espèce	Humain
GeneID	10236
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et l'extrémité C-terminale de la protéine HNRNPR humaine (NP_005817.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43390
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Glacé carbonique (Ice bag)