


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hnrnpr [Validé Ko] Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43390

Numéro d'article: CM0023448



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HNRNPR, une composante clé des ribonucléosomes impliquée dans le traitement du pré-ARNm. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'Homme, la Souris, le Rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage et les maladies neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] HNRNPR Lapin pAb
Remarques/Alias	HNRPR; NEDDFSB; hnRNP-R; PR
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10236
GeneID	10236
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 550-633 de la protéine HNRNPR humaine (NP_005817.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43390
Poids Protéique	71kDa
Expédition	Sac de glace